

# Domotherm® Bettschutzeinlagen wiederverwendbar mit Seitenteilen

85 cm x 90 cm  
2 x 45 cm Seitenteile



1 STÜCK

## Domotherm Inkontinenz Bettschutzeinlagen mit Seitenteilen/Flügel waschbar

- Praktische Größe von 85 x 90 cm ohne Flügel
- Waschbar bei bis zu 95°C
- Super saugfähig bis zu ca. 1500 ml
- Auslaufsicher – wasserdicht
- Bis zu 250 x wiederverwendbar
- Hoher Komfort durch weiche Oberfläche
- Trocknergeeignet bis zu 60°C

Sehr angenehm zur Haut durch eine weiche Oberfläche

Wiederverwendbar

Reißfest

Auch geeignet für Rollstühle oder als Waschungunterlage

### Anwendung:

Blaue Seite zum Bett,  
grüne Seite zum Patienten.



EC REP SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard  
522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den  
IJssel, The Netherlands

Shanghai Careyou Trading Co., Ltd  
Address: Room 1308, No. 28 Moyu road,  
Shanghai China

PZN 19381163  
Art. Nr. 11286



Vor dem ersten Gebrauch waschen!  
Keinen Weichspüler verwenden!

2024-07

Vertreiber: UEBE Medical GmbH  
Bgm.-Kuhn-Straße 22  
97900 Kulsheim, Deutschland

MD Medizin-  
produkt

UEBE  
Germany est. 1890